

## Специализированная программа «Чистые сосуды»

### Цель программы:

Повышение толерантности к физическим нагрузкам, улучшение субъективного самочувствия, общего тонуса, уменьшение проявлений заболеваний.

### Показания:

Программа предназначена пациентам с вегето-сосудистой дистонией, гипертонической болезнью I-II стадии, ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения I-II функциональных классов, дисциркуляторная энцефалопатия, гиперхолестеринемией, дислипидемия.

Длительность: 7, 10, 12, 14 дней с возможностью использования программ длительностью 7, 10 дней в качестве дневного стационара.

Наименование услуг	7дн	10дн	12дн	14дн
Осмотр врача ( первичный)	1	1	1	1
Контрольный осмотр врача	1	1	2	3
диагностический минимум: общий анализ крови, сахар крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма Липидный профиль АСТ АЛТ	1	1	1	1
Внутривенное лазерное облучение крови***	7	5	6	7
Транскраниальная электростимуляция на аппарате «Трансаир-5»	5	6	8	6
Сухие углекислые ванны	6	9	11	13
Бассейн ( плавание) - 1 час в день	7	10	12	14
Массаж ручной 2,5 ЕД	5	5	6	6
Массаж аппаратный или вакуумный	0	3	4	4
Внутривенное капельное введение растворов озона***	0	5	6	7
Кинезотерапия (ЛФК или Аппаратный массаж «Nuga Best», или беговая дорожка)	6	9	10	12
Фитотерапия	7	10	12	14
Кислородные коктейли	7	10	12	14
Медикаментозная поддержка: 1-2 таблетированных препарата по назначению врача	7	10	12	14

\*\*\* В случае отсутствия технической возможности проведения ВЛОК и озонотерапии (плохое состояние периферических вен) данные процедуры заменяются на надвенозное лазерное облучение крови и терапию сосудистыми препаратами.